

MagPurix® 12 N.E.O.


Mistrzowskie Rozwiązanie dla Wymagających Badań Genetycznych



Zinexts Life Science


Wyzwania Nowoczesnego Laboratorium

- **Trudne próbki?**
- **Problemy z ekstrakcją
w różnorodnych
aplikacjach?**



N.E.O. – Twoje Idealne Rozwiązanie

- Automatyzacja
- Precyzja
- Optymalizacja



Ostateczne rozwiązanie dla badań nad kwasami nukleinowymi

Czystość i Długość ma Znaczenie

- ✓ Wysoka czystość i długie fragmenty NA dla NGS
- ✓ Diagnostyka onkologiczna i badania genomowe

Wszechstronność Zastosowań



Oczyszczanie
kwasów
nukleinowych z
trudnych próbek



Medycyna
sądowa



Diagnostyka
weterynaryjna



Badania
środowiskowe

Laboratorium Przyszłości




- ✓ Dwukierunkowa komunikacja LIMS ✓
- ✓ Zgodność z akredytacją laboratoryjną ISO 15189

Interfejs LIS: Format ASTM

Wielka Moc, Mały Format

Poprzednie Generacje



Rozmiar mniejszy o 40%


Specyfikacja:

Wymiary: 43 x 56 x 54 cm
Waga: 50 kg

Intuicyjna Kontrola



- Inteligentny interfejs UI
- Swoboda wyboru objętości elucji
- Sygnalizacja LED statusu pracy



Niezawodność i Szybkość




Konstrukcja
zapobiegająca błędom



Autorska technologia
kulek magnetycznych



Zoptymalizowany design
dla szybkiej ekstrakcji



Autorska technologia
kulek magnetycznych

Clinical Precision meets High-End Tech

Parametry Ekstrakcji

Przepustowość

1-12

próbek / cykl

Czas procesowania

20 - 75

minut

Śledzenie




Rejestrator wideo w czasie rzeczywistym

Zasilanie

100 - 230 V AC

Elastyczność Procesu



Materiały zużywalne: Fabrycznie napelniane kartridże



MagPurix® 12 N.E.O. – Ewolucja Ekstrakcji

- ✓ Kompaktowy i wydajny
- ✓ Gotowy na akredytację ISO
- ✓ Wszechstronny (NGS, Onkologia, cfDNA)
- ✓ Pełna identyfikowalność procesu





Skontaktuj się z nami



Website: www.zinexts.com



Email: sales@zinexts.com



Address: 16F., No. 93, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City, Taiwan



Phone: +886 2246-3579



Catalog No.: 111H1