

MagPurix® 12 N.E.O.


Mistrzowskie Rozwiązanie dla Wymagających Badań Genetycznych



Zinexts Life Science

Wyzwania Nowoczesnego Laboratorium

- **Trudne próbki?**
- **Problemy z ekstrakcją
w różnorodnych
aplikacjach?**





Czystość i Długość ma Znaczenie

- ✓ Wysoka czystość i długie fragmenty NA dla NGS
- ✓ Diagnostyka onkologiczna i badania genomowe

Wszechstronność Zastosowań



Oczyszczanie
kwasów
nukleinowych z
trudnych próbek



Medycyna
sądowa




Diagnostyka
weterynaryjna



Badania
środowiskowe

Laboratorium Przyszłości




- ✓ Dwukierunkowa komunikacja LIMS ✓
- ✓ Zgodność z akredytacją laboratoryjną ISO 15189

Interfejs LIS: Format ASTM

Intuicyjna Kontrola



- Inteligentny interfejs UI
- Swoboda wyboru objętości elucji
- Sygnalizacja LED statusu pracy



Niezawodność i Szybkość




Konstrukcja
zapobiegająca błędom



Autorska technologia
kulek magnetycznych



Zoptymalizowany design
dla szybkiej ekstrakcji



Autorska technologia
kulek magnetycznych

Clinical Precision meets High-End Tech

Parametry Ekstrakcji

Przepustowość

1-12

próbek / cykl

Czas procesowania

20 - 75

minut

Śledzenie




Rejestrator wideo w czasie rzeczywistym

Zasilanie

100 - 230 V AC

Elastyczność Procesu



Materiały zużywalne: Fabrycznie napełniane kartridże



MagPurix® 12 N.E.O. – Ewolucja Ekstrakcji

- ✓ Kompaktowy i wydajny
- ✓ Gotowy na akredytację ISO
- ✓ Wszechstronny (NGS, Onkologia, cfDNA)
- ✓ Pełna identyfikowalność procesu

